应用实验 D 光场相机成像实验

一、实验目的

本实验旨在通过使用光场相机拍摄图像并进行数字重聚焦的方法,展示光场相机的工作原理,并介绍数字重聚焦的基本概念和实现方法。

二、基本原理

光场相机是一种基于光学原理和计算机技术的新型相机,它采用了一种特殊的镜头设计,可以在单次拍摄中捕获物体的光场信息。其工作原理可以简要概括如下:

- 1. 捕获光场信息: 光场相机通过一个特殊的镜头系统捕获物体的光场信息。这个镜头系统由一个主透镜和一个微透镜阵列组成。微透镜阵列将不同的光线聚焦到不同的位置上,形成一张二维的光场图。这个光场图包含了从不同方向和位置入射的光线信息,可以用于后续的数字处理。
- 2. 存储光场信息: 光场相机将捕获到的光场信息存储在一个特殊的光场传感器中。这个光场传感器由许多微透镜组成,每个微透镜都可以捕获一个微小的光场图。通过组合这些微小的光场图,就可以得到一个完整的光场图像。
- 3. 数字处理:一旦光场图像被捕获,光场相机的软件就可以对其进行数字处理。通过对光场图像进行重新聚焦及深度估计,可以得到一组具有不同焦点和景深的图像,并进行深度图(Depth Map)的生成。这些图像可以用于后续的后期处理和分析。

光场相机通过捕获物体的光场信息和数字处理技术,可以实现对物体的精确聚焦和景深控制,从而扩展了传统相机的功能和应用领域。

三、实验器材

- 光场相机及固定架
- 笔记本电脑
 - ▶ 自备,可多位同学共用,Windows 系统
 - ▶ 提前安装 MATLAB 计算软件
 - ▶ 提前安装相机驱动软件(链接: https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/90eaa5d9eeb1461c9099/)
- 实验场地:中央主楼 3 层脑与认知科学研究院内 311A 会议室 (中央主楼西侧电梯口三层进入)

四、实验步骤

(必做)

1. 将光场相机安装在固定架上,安装镜头,并将其用数据线连接到电脑上。




图 1 实验场景示意图

2. 打开相机驱动软件 "LBAS CAPTURE.exe"。




图 2 相机驱动软件打开结果

- 3. 确定需要拍摄的物体,确保物体有足够的光照。
- 4. 打开光场相机,对物体进行对焦和构图。
- 5. 按下快门,拍摄一张光场图像。
- 6. 分析光场图像的特点。
- 7. 尝试使用不同拍摄角度和拍摄物体,观察它们对光场图像的影响。
- 8. 将拍摄的光场图像进行重聚焦处理(阅读资料: https://hal.science/hal-02551481/)。

- 9. 调整数字重聚焦的参数(例如焦点位置和深度范围)以优化图像质量。
- 10. 保存数字重聚焦后的图像并分析。

(以下为选做,课后完成)

11. 对光场图像做深度估计 (阅读文献 J. Chen, J. Hou, Y. Ni, and L.-P. Chau, Accurate light field depth estimation with superpixel regularization over partially occluded regions. IEEE Transactions on Image Processing.)。参考所提供的相关 MATLAB 代码程序及光场原始数据 (https://cloud.tsinghua.edu.cn/f/5e575f2181a64577b903/?dl=1),对其中的参数进行调整,复现文献的主要结果,并分析参数的作用。



图 3 参考程序输出

12. 调整深度估计的参数,保存深度图像,并进行分析。参考上述论文 Table 1 对性能指标 Percentage of disparity estimation error 进行评估和分析。

五、实验注意事项

- 1. 实验过程中全程需要带手套, 防止静电。
- 2. 在拍摄光场图像时,应确保相机与物体之间的距离适当,以避免图像模糊或失焦。
- 3. 在进行数字重聚焦操作时,应选择适当的区域并调整参数以实现最佳效果。

六、实验报告说明

- 1. 阐述光场相机的原理。
- 2. 总结光场成像的优势与不足。
- 3. 附上拍摄得到的多组光场图像,并分析空间信息与角度信息在其中的耦合关系。
- 4. 数字重聚焦原理与实验结果。
- 5. 深度估计的原理与实验结果。
- 6. 对光场相机提供改进建议。